

心エコー検査用マット

EMT-01 / EMT-02

# ECHOMAT

心エコー検査では、正しい断層像を描出することがすべての始まりになります。特に、心尖部アプローチによる断層像では、心機能計測や各種ドブラ計測など多くの計測を行うため、正しい断層像の描出が不可欠となります。

**ECHOMAT** は、心エコー検査施行時に心尖部アプローチにより画像描出を行う際、ベッド面がアプローチの邪魔になる部位を取り外せるよう設計されています。マット上層部は適度な体圧分散性をもち、下層部は体をしっかり支える硬さを備えています。また、マット裏面には滑り止め加工を施し、診察台への確実な固定が可能です。

- 現在お使いの診察台に簡単に取り付けことができ、すぐに使用可能です。
- 心エコー検査以外の診療時でも設置したままお使いいただけます。
- 十分な硬さがありますのでマットに座って検査を行うことも可能です。



## ECHOMAT 価格

(消費税込・送料別)



■EMT-01 ¥89,640

■EMT-02 ¥93,960

### ■ECHOMAT


型式	EMT-01	EMT-02
外カバー	表面 ポリウレタン 100%、裏面 ポリエステル 65%・綿 35%	
マットレスコア	高反発ラバーウレタンおよび高硬度チップウレタン	
寸法 [全幅 × 全長 × 厚さ (mm)]	約 700 × 1800 × 120	約 800 × 1800 × 120
重量	約 13.5kg	約 15kg

ECHOMAT  
未使用 ▶▶



ECHOMAT を使用しない場合、プローブやケーブルがベッドに当たってしまい、真の心尖部にアプローチして画像描出することができず、正しい心尖部画像を得られない場合が多くあります。

ECHOMAT  
使用 ▶▶▶



ECHOMAT を使用することによって、充分な左側臥位を取ることが可能になり、心尖部アプローチも容易に行うことができます。プローブの微妙なチルト走査が楽に行えるため、真の心尖部へのアプローチが容易になり、各種計測に適切な心尖部画像を描出できます。